



50



CEDIVET LABORATORIOS

Paciente: Serafina
Edad: 7 años
Especie: Felino
Sexo: Hembra

Raza: Mestizo
Propietario: Sheyla
Veterinaria: Animal Club
Medico: Meza

N° Orden: 223081600
Fecha: 19/08/2023

Parámetro	Resultados	Valores Referenciales	Bajo	Normal	Alto
Entrocitos	8,460,000	4,600,000-10,000,000 /uL			
Hematocrito	36.20	30-45 %			
Hemoglobina	12.00	8-15 g/dL			
VCM	42.80	40-58 fL			
HCM	14.10	12-20 pg			
CHCM	33.10	29-37 g/dL			
RDW_CV	18.60	15-22 %			
RDW_SD	31.20	30.4-43.1 fL			
Leucocitos	13,550	5,000-14,500 /uL			
% Segmentados	80	50-60 %			
% Linfocitos	14	30-35 %			
% Monocitos	5	0-5 %			
% Eosinófilos	1	2-8 %			
% Basófilos	0	0-2 %			
Segmentados	10,777	2,500-8,700 /uL			
Linfocitos	1,929	1,500-5,075 /uL			
Monocitos	707	0-750 /uL			
Eosinófilos	135	100-1,160 /uL			
Basófilos	2	0-290 /uL			
LIC%	0.56	0-3 %			
ALY%	0.00	0-1 %			
LIC#	0.080	0.00-99.99 /uL			
ALY#	0.00	0-99 /uL			
Plaquetas	191,000	150,000-600,000 /uL			
MPV	14.7	8.1-13.9 fL			
P_LCR	68.95	20.00-75.00 %			
PCT	0.28	0.09-1.00 %			
P_LCC	133	10-250 /uL			

Observaciones:

Comentarios:

Luis Martín Apolaya Gouro
 Médico Veterinario Zootecnista
 CMVP 4751

Autorice al sistema a editar este archivo.

Autorizar



Editar

Anotar

Rellenar y
firmar

Convertir

Todo



Paciente: Seropima Edad: _____ Raza: Cp HC: _____
 Especie: Canino Felino Otros Propietario: Sra: Shogla
 Sexo: M H Fecha: 23/08/23 Próxima cita: 28/08/23

① Tratamiento Oral:

* Renal {

- Cambio de alimento medicado renal (papas + paté)
- Implementar bebederos ⇒ cambio de Agua corriente.
- Pastilla ⇒ Azodil #01 Tableta c/24 hrs x 7 días

 }

 → Brit
 → Vet Life
 → Hill's
 → etc.

 Mantener refrigerado

* Cistitis {

- Pastilla ⇒ Propantelina #1/2 Tableta c/24 hrs x 3 días
- Evitar stress.

* Barro Biliar {

- Jarabe ⇒ Ursover 0.8ml c/24 hrs x 30 días

* Antibiótico Urinario ⇒ clindavit 75 ⇒ 1/4 Tableta c/12 hrs x 3 días

② Monitoreo: Animo, Apetito, Meces, Orina, Vómitos, etc.

③ Próx cita conl: 28/08/23



50



CEDIVET

LABORATORIOS

Paciente: Serafina
Edad: 7 años
Especie: Felino
Sexo: Hembra

Raza: Mestizo
Propietario: Shayla
Veterinaria: Animal club
Doctor(a): Meza

Fecha: lunes, 21 de Agosto de 2023

Parámetro	Resultado	Valor Referencial
Color	Pardo	Amarillo
Aspecto	Turbio	Transparente
Densidad	1,023	1.025 - 1.060
pH	6.0	5.0 - 7.0

Parámetro	Resultado	Valor Referencial
Cetonas	Negativo	Negativo
Bilirrubinas	Negativo	Negativo
Urobilinógeno	Negativo	Negativo
Nitritos	Negativo	Negativo
Glucosa	Negativo	Negativo
Sangre	Positivo +++	Negativo
Leucocitos	Negativo	Negativo
Proteínas	Positivo +	Negativo

Parámetro	Resultado	Valor Referencial
Leucocitos	3-5 x campo	0 - 5 x campo
Eritrocitos	>100 x campo	0 - 1 x campo
Células Epiteliales	Regular Cantidad	Ausentes
Bacterias	Escasas	Ausentes
**Cristales	Estruvita escasa	Negativo
Cilindros	Negativo	Negativo

Comentarios:

*En cachorros de hasta 4 meses es aceptable una densidad urinaria de 1.010 a 1.020

**Estruvita es sinónimo de Fosfato triple, su composición correcta es Fosfato de amonio y magnesio.

Luis Martin Apolaya Gouro
 Médico Veterinario Zootecnista
 CMVP 4751

Autorice al sistema a editar este archivo.

Autorizar



Editar

Anotar

Rellenar y
firmar

Convertir

Todo





50



CEDIVET LABORATORIOS



Paciente: Serafina
Edad: 7 año
Especie: Felino
Sexo: Hembra

Raza: Mestizo
Propietario: Sheyla
Veterinaria: Animal club
Doctor(a): Meza

Fecha: sábado, 19 de Agosto de 2023

Parámetro	Resultados	Valores Referenciales	Bajo	Normal	Alto
ALT	98	12 - 130 U/L			
AST	42	10 - 45 U/L			
FA	64	15 - 75 U/L			
Bilirrubina Total	0.38	0.10 - 0.60 mg/dL			
Bilirrubina Directa	0.12	0.10 - 0.15 mg/dL			
Bilirrubina Indirecta	0.26	0.01 - 0.45 mg/dL			
Proteínas Totales	7	5.7 - 8.9 gr/dL			
Albumina	3.7	2.4 - 3.8 mg/dL			
Globulina	3.3	3.3 - 5.1 mg/dL			
Urea	109	20 - 65 mg/dL			
BUN	50.93	9 - 27 mg/dL			
Creatinina	3.15	0.8-1.6 mg/dL			
Glucosa	139	70 - 149 mg/dL			

Observaciones:

Comentarios:

Luis Martin Apolaya Gouro
Médico Veterinario Zootecnista
CMVP 4751

Autorice al sistema a editar este archivo.

Autorizar



Editar

Anotar

Rellenar y firmar

Convertir

Todo

